



ThermoFisher
SCIENTIFIC



Changing the way
you control quality

定量定性標準菌株的專家

Thermo Scientific Quanti-Cult Plus

台灣區經銷商

Dr. Plate Biotech Company

達特普雷生技股份有限公司



Thermo Fisher Scientific Inc (納斯達克上市編號：TMO)
致力於科學服務領域的世界領導者，年營收250億美金。我們的使命是讓我們的客戶賦予這個世界能夠更健康、更清潔、更安全。不論我們的客戶是從事生命科學研究或是解決複雜分析運算的挑戰以及促進病患疾病的診斷及治療，還有強化實驗室生產力，我們都竭盡所能，支援我們的客戶。Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, 全球團隊超過75,000人，透過旗下的品牌傳達無可比擬的創新技術、採購平台及醫學、藥學服務。

The world leader in serving science!



微生物培養基的第一領導者



標準定性菌珠



標準定量菌珠



厭氧缸3.5L




厭氧缸2.5L



產氣包
(AnaeroGen、CampyGen、CO2Gen)



厭氧指示條



Contents

標準定性菌株 2

標準定性菌株產品明細 4

標準定量菌株 12

標準定量菌株產品明細 14



標準定性菌株

從接種環到培養基

即拆即用的拋棄式細菌接種環，含有特殊的凝膠基質可穩定並保存菌體。

- 便利性
接種於適當培養基，無須覆水，減少時間和成本。
- 產品特色
使用特殊的凝膠保存菌體，確保菌種的存活和回收。
- 菌種來源
來自美國菌種保存中心 ATCC® 且提供菌種代數證明 (四代以內) 。
- 活化建議
建議先以非選擇性培養基 (如 BHI agar 或 Blood agar) 進行第一次活化，成功活化後，再使用選擇性培養基進行繼代



Culti-Loops 使用專業獨家凝膠保存技術，無可比擬的方便及優點；勝過冷凍乾燥法，操作簡易、快速生長、高回收率，平板直接塗抹。能更高效能的回收並節省實驗室寶貴的時間及資源。

操作時間只需將培養基回溫 10 ~ 15 秒，即可直接接種。



The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Remel Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures. The identity, purity, and authenticity of the Licensed Products are exclusively the responsibility of Remel Inc., and not ATCC.

無需復水


嚴格的品質控制，確保臨床測試再現性結果和符合藥廠和食品廠的微生物評估一致性，為有效且高性能的產品。對於質量結果要求，您可以信賴超過擬 30 年的專業知識，Thermo Scientific 嚴格管控的定性及定量品管菌株。

- 超過 600 多個各種品管菌株，包括有便利的識別套組。
- ISO 認證，符合 cGMP(當前良好製造規範) 及符合 FDA 註冊。
- ATCC® 許可衍生產品計劃會員。

操作簡易




1 撕開包裝。



2 直接塗抹培養基。



3 放進培養箱中。



標準定性菌株產品明細

Culti-Loops Organisms

Organism	Code
A	
Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans ATCC® 27061™*	R4601012
Acinetobacter baumannii ATCC® 19606™*	R4601007
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™*	R4601009
Acinetobacter lwoffii ATCC® 17925™*	R4600503
Acinetobacter sp. ATCC® 49137™*	R4601002
Acinetobacter sp. ATCC® 49139™*	R4600501
Acinetobacter sp. ATCC® 49466™*	R4601008
Acinetobacter sp. ATCC® 9957™*	R4609204
Actinomyces odontolyticus ATCC® 17929™*	R4600500
Actinomyces viscosus ATCC® 15987™*	R4600510
Actinomyces viscosus ATCC® 43146™*	R4609459
Aerococcus viridans ATCC® 11563™*	R4601019
Aerococcus viridans ATCC® 700406™*	R4601022
Aeromonas caviae ATCC® 15468™*	R4601021
Aeromonas hydrophila ATCC® 35654™*	R4601013
Aeromonas hydrophila ATCC® 49140™*	R4601003
Aeromonas hydrophila ATCC® 7965™*	R4609350
Aeromonas hydrophila ATCC® 7966™*	R4601020
Aeromonas salmonicida ATCC® 33658™*	R4609456
Aeromonas veronii biogroup sobria ATCC® 9071™*	R4601005
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 33389™*	R4603020
Alcaligenes faecalis ATCC® 35655™*	R4601011
Alcaligenes faecalis subsp. faecalis ATCC® 8750™*	R4601006
Alternaria alternata TX 8025	R4601016
Aneurinibacillus aneurinolyticus ATCC® 11376™*	R4601015
Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™*	R4609413
Arcanobacterium pyogenes ATCC® 19411™*	R4600504
Arcanobacterium pyogenes ATCC® 49698™*	R4600502
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	R4601100
Aspergillus brasiliensis ATCC® 9642™*	R4601102
Aspergillus fumigatus KM 8001	R4601018
Aspergillus oryzae ATCC® 10124™*	R4601017
Atopobium vaginae ATCC® BAA-55™*	R4609450
B	
Bacillus badius ATCC® 14574™*	R4609394
Bacillus cereus ATCC® 11778™*	R4601220
Bacillus cereus ATCC® 14579™*	R4601217
Bacillus circulans ATCC® 61™*	R4601216
Bacillus licheniformis ATCC® 12759™*	R4601233
Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	R4609395
Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	R4609379
Bacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	R4601202
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	R4601221
Bacteroides fragilis ATCC® 23745™*	R4601251
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	R4601250
Bacteroides ovatus ATCC® 8483™*	R4601222
Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1296™*	R4609374
Bacteroides ovatus ATCC® BAA-1304™*	R4609376
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	R4601260

Organism	Code
Bacteroides uniformis ATCC® 8492™*	R4601259
Bacteroides ureolyticus ATCC® 33387™*	R4601201
Bacteroides vulgatus ATCC® 8482™*	R4601261
Bifidobacterium breve ATCC® 15700™*	R4606801
Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	R4601224
Bordetella bronchiseptica ATCC® 4617™*	R4601223
Bordetella pertussis ATCC® 12742™*	R4609213
Bordetella pertussis ATCC® 9340™*	R4601225
Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	R4607217
Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	R4607228
Brevundimonas diminuta ATCC® 11568™*	R4607219
Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	R4607200
Brochothrix thermosphacta ATCC® 11509™*	R4609038
Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	R4605220
Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	R4601232
C	
Campylobacter coli ATCC® 33559™*	R4609039
Campylobacter coli ATCC® 43478™*	R4609387
Campylobacter jejuni ATCC® 29428™*	R4601410
Campylobacter jejuni ATCC® BAA-1153™*	R4601440
Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™*	R4601400
Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33292™*	R4607070
Candida albicans ATCC® 10231™*	R4601503
Candida albicans ATCC® 14053™*	R4601501
Candida albicans ATCC® 2091™*	R4601523
Candida albicans ATCC® 36232™*	R4601239
Candida albicans ATCC® 60193™*	R4601502
Candida albicans ATCC® 66027™*	R4601495
Candida albicans ATCC® 90028™*	R4601496
Candida dubliniensis ATCC® MYA-577™*	R4609463
Candida geochares ATCC® 36852™*	R4601401
Candida glabrata ATCC® 15126™*	R4601513
Candida glabrata ATCC® 2001™*	R4601504
Candida glabrata ATCC® 66032™*	R4601511
Candida glabrata ATCC® MYA-2950™*	R4601505
Candida guilliermondii ATCC® 6260™*	R4601521
Candida kefyr ATCC® 204093™*	R4608013
Candida kefyr ATCC® 2512™*	R4601507
Candida kefyr ATCC® 66028™*	R4601512
Candida krusei ATCC® 14243™*	R4601510
Candida krusei ATCC® 34135™*	R4609464
Candida lusitanae ATCC® 34449™*	R4601243
Candida lusitanae ATCC® 42720™*	R4601506
Candida lusitanae ATCC® 66035™*	R4601516
Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	R4601518
Candida parapsilosis ATCC® 34136™*	R4601515
Candida parapsilosis ATCC® 90018™*	R4609458
Candida tropicalis ATCC® 1369™*	R4609465
Candida tropicalis ATCC® 201380™*	R4601244
Candida tropicalis ATCC® 13803™*	R4609240
Candida tropicalis ATCC® 66029™*	R4601517
Candida tropicalis ATCC® 750™*	R4601240
Candida utilis ATCC® 9950™*	R4608012
Cellulosimicrobium cellulans ATCC® 27402™*	R4601544

Organism	Code
Citrobacter braakii ATCC® 10625™*	R4601801
Citrobacter diversus KM 11012	R4601508
Citrobacter freundii ATCC® 8090™*	R4601800
Clostridium barati ATCC® 27638™*	R4601615
Clostridium difficile ATCC® 43255™*	R4601603
Clostridium difficile ATCC® 700057™*	R4609452
Clostridium difficile ATCC® 9689™*	R4601610
Clostridium difficile ATCC® BAA-1870™*	R4609433
Clostridium histolyticum ATCC® 19401™*	R4601601
Clostridium novyi ATCC® 7659™*	R4601605
Clostridium novyi Type A ATCC® 19402™*	R4609220
Clostridium septicum ATCC® 12464™*	R4601650
Clostridium sordellii ATCC® 9714™*	R4601602
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	R4601703
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	R4601700
Clostridium sporogenes ATCC® 3584™*	R4601701
Clostridium tertium ATCC® 19405™*	R4601509
Corynebacterium diphtheriae ATCC® 13812™*	R4609234
Corynebacterium jeikeium ATCC® 43734™*	R4601901
Corynebacterium minutissimum ATCC® 23348™*	R4601904
Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10700™*	R4601902
Corynebacterium pseudodiphtheriticum ATCC® 10701™*	R4601903
Corynebacterium renale ATCC® 19412™*	R4601906
Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™*	R4609415
Corynebacterium striatum ATCC® BAA-1293™*	R4609308
Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™*	R4609414
Corynebacterium xerosis ATCC® 373™*	R4601905
Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™*	R4607093
Cryptococcus albidus ATCC® 66030™*	R4601710
Cryptococcus albidus var. albidus ATCC® 10666™*	R4601811
Cryptococcus albidus var. albidus ATCC® 34140™*	R4601813
Cryptococcus humicolus ATCC® 9949™*	R4601101
Cryptococcus laurentii ATCC® 18803™*	R4601241
Cryptococcus laurentii ATCC® 66036™*	R4601711
Cryptococcus laurentii ATCC® 76483™*	R4601910
Cryptococcus neoformans ATCC® 14116™*	R4601812
Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™*	R4608016
Cryptococcus neoformans ATCC® 32045™*	R4609327
Cryptococcus neoformans ATCC® 34877™*	R4601714
Cryptococcus neoformans ATCC® 56991™*	R4609466
Cryptococcus neoformans ATCC® 66031™*	R4601712
Cryptococcus neoformans ATCC® 76484™*	R4601912
Cryptococcus uniguttulatus ATCC® 66033™*	R4601713
Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™*	R4609418
Curvularia sp. KM 8023	R4601705

E

Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	R4601973
Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	R4601951
Eikenella corrodens ATCC® 23834™*	R4601974
Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™*	R4601947
Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™*	R4602002
Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	R4607080
Enterobacter aerogenes ATCC® 35028™*	R4607081

Organism	Code
Enterobacter aerogenes ATCC® 35029™*	R4607082
Enterobacter aerogenes ATCC® 49701™*	R4601941
Enterobacter cloacae ATCC® 13047™*	R4607090
Enterobacter cloacae ATCC® 23355™*	R4607091
Enterobacter cloacae ATCC® 35030™*	R4601945
Enterobacter gergoviae ATCC® 33028™*	R4601940
Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™*	R4607094
Enterococcus avium ATCC® 14025™*	R4607028
Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™*	R4607099
Enterococcus durans ATCC® 11576™*	R4601957
Enterococcus durans ATCC® 49479™*	R4601952
Enterococcus durans ATCC® 6056™*	R4607032
Enterococcus faecalis ATCC® 19433™*	R4601990
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	R4607030
Enterococcus faecalis ATCC® 49149™*	R4607087
Enterococcus faecalis ATCC® 49452™*	R4601984
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	R4601996
Enterococcus faecalis ATCC® 7080™*	R4606854
Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	R4711956
Enterococcus faecium ATCC® 51559™*	R4609383
Enterococcus faecium ATCC® 700221™*	R4609432
Enterococcus gallinarum ATCC® 700425™*	R4601958
Enterococcus hirae ATCC® 49135™*	R4607086
Enterococcus raffinosus ATCC® 49464™*	R4601994
Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™*	R4609393
Epidermophyton floccosum ATCC® 52066™*	R4601977
Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	R4601978
Escherichia coli ATCC® 10536™*	R4601968
Escherichia coli ATCC® 11229™*	R4601997
Escherichia coli ATCC® 11775™*	R4601989
Escherichia coli ATCC® 12014™*	R4609352
Escherichia coli ATCC® 13706™*	R4609469
Escherichia coli ATCC® 25922™*	R4607050
Escherichia coli ATCC® 29194™*	R4601986
Escherichia coli ATCC® 35218™*	R4601971
Escherichia coli ATCC® 35421™*	R4607084
Escherichia coli ATCC® 4157™*	R4607088
Escherichia coli ATCC® 51446™*	R4607097
Escherichia coli ATCC® 51755™*	R4601998
Escherichia coli ATCC® 8739™*	R4607085
Exiguobacterium aurantiacum ATCC® 49676™*	R4601900
Exophiala jeanselmei ATCC® 10224™*	R4601980

F

Finexgoldia magna ATCC® 29328™*	R4605002
Fluoribacter bozemanii ATCC® 33217™*	R4603951
Fluoribacter dumoffii ATCC® 33279™*	R4603952
Fonsecaea pedrosoi ATCC® 28174™*	R4601981
Fusobacterium mortiferum ATCC® 25557™*	R4609207
Fusobacterium mortiferum ATCC® 9817™*	R4602009
Fusobacterium necrophorum ATCC® 25286™*	R4609375
Fusobacterium nucleatum ATCC® 10953™*	R4602012
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC® 25586™*	R4602010
Fusobacterium oxysporum ATCC® 48112™*	R4601983

Organism	Code
G	
Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™*	R4602050
Gardnerella vaginalis ATCC® 49145™*	R4602051
Gemella morbillorum ATCC® 27824™*	R4602100
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 10149™*	R4601202
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12978™*	R4603011
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 12980™*	R4601219
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™*	R4601218
Geotrichum candidum ATCC® 34614™*	R4603001
Geotrichum capitatum ATCC® 10663™*	R4606800
Geotrichum capitatum ATCC® 28576™*	R4606805

H	
Haemophilus aphrophilus ATCC® 19415™*	R4603002
Haemophilus haemoglobinophilus ATCC® 19416™*	R4603795
Haemophilus haemolyticus ATCC® 33390™*	R4603790
Haemophilus influenzae ATCC® 33930™*	R4603903
Haemophilus influenzae ATCC® 35056™*	R4603840
Haemophilus influenzae ATCC® 35540™*	R4609253
Haemophilus influenzae ATCC® 49144™*	R4603801
Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	R4603830
Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	R4603806
Haemophilus influenzae ATCC® 19418™*	R4603851
Haemophilus influenzae NCTC 8468	R4609391
Haemophilus influenzae Type a ATCC® 9006™*	R4603805
Haemophilus influenzae Type b ATCC® 10211™*	R4603810
Haemophilus influenzae Type b ATCC® 33533™*	R4603900
Haemophilus influenzae Type c ATCC® 9007™*	R4603815
Haemophilus parahaemolyticus ATCC® 10014™*	R4603003
Haemophilus parainfluenzae ATCC® 7901™*	R4604000
Haemophilus paraphrophilus ATCC® 49146™*	R4603901
Haemophilus paraphrophilus ATCC® 49917™*	R4603902

I	
Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	R4601520

K	
Klebsiella pneumoniae C6	R4603935
Klebsiella oxytoca ATCC® 13182™*	R4603012
Klebsiella oxytoca ATCC® 43086™*	R4603006
Klebsiella oxytoca ATCC® 49131™*	R4607019
Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™*	R4603912
Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	R4603009
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™*	R4603930
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13882™*	R4607022
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	R4607037
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	R4607031
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 33495™*	R4607021
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 35657™*	R4603922
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	R4603074
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 9997™*	R4603915

Organism	Code
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1705™*	R4609384
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® BAA 1706™*	R4609385
Kloeckera apiculata var. apis ATCC® 32857™*	R4600397
Kloeckera japonica ATCC® 58370™*	R4609398
Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™*	R4603441
Kocuria rhizophila ATCCv 533™*	R4604070
Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	R4604075
Kocuria rosea ATCC® 186™*	R4603440

L	
Lactobacillus acidophilus ATCC® 314™*	R4603050
Lactobacillus acidophilus ATCC® 4356™*	R4603007
Lactobacillus brevis ATCC® 8287™*	R4603053
Lactobacillus casei ATCC® 393™*	R4603008
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis ATCC® 12315™*	R4603100
Lactobacillus gasseri ATCC® 19992™*	R4603051
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC® BAA-52™*	R4609378
Lactobacillus plantarum ATCC® 8014™*	R4603052
Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	R4603926
Leclercia adecarboxylata ATCC® 700325™*	R4603927
Legionella pneumophila ATCC 33823™*	R4603949
Legionella pneumophila ATCC® 33152™*	R4603950
Leuconostoc mesenteroides ATCC® 8293™*	R4603953
Listeria grayi ATCC® 25401™*	R4603959
Listeria innocua ATCC® 33090™*	R4609005
Listeria innocua VC 32293	R4603960
Listeria monocytogenes ATCC® 7644™*	R4603970
Listeria monocytogenes ATCC® 7646™*	R4609316
Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™*	R4603971
Lysinibacillus sphaericus ATCC® 4525™*	R4601229

M	
Malassezia furfur ATCC® 14521™*	R4605025
Malassezia furfur ST 8036	R4604023
Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™*	R4609417
Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™*	R4609416
Microbacterium testaceum ATCC® 15829™*	R4604040
Micrococcus luteus ATCC® 10240™*	R4604071
Micrococcus luteus ATCC® 4698™*	R4604085
Micrococcus luteus ATCC® 49732™*	R4604080
Micrococcus lylae ATCC® 27566™*	R4604010
Micrococcus sp. ATCC® 700405™*	R4604086
Microsporum canis ATCC® 11621™*	R4604100
Moraxella catarrhalis ATCC® 23246™*	R4601236
Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	R4601230
Moraxella catarrhalis ATCC® 25240™*	R4601231
Moraxella catarrhalis ATCC® 49143™*	R4601227
Moraxella catarrhalis ATCC® 8176™*	R4601228
Moraxella osloensis ATCC® 10973™*	R4604020
Moraxella osloensis ATCC® 19976™*	R4604028
Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830™*	R4604029
Myroides odoratus ATCC® 4651™*	R4602003

Organism	Code
N	
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™*	R4607041
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 31426™*	R4607042
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 35541™*	R4609235
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™*	R4607043
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43070™*	R4607044
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™*	R4609006
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49926™*	R4609019
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	R4607075
Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	R4607045
Neisseria lactamica ATCC® 23971™*	R4607145
Neisseria lactamica ATCC® 49142™*	R4604027
Neisseria meningitidis serogroup C ATCC® 13102™*	R4609007
Neisseria meningitidis serogroup A ATCC® 13077™*	R4607048
Neisseria meningitidis serogroup B ATCC® 13090™*	R4607049
Neisseria meningitidis serogroup Y ATCC® 35561™*	R4607155
Neisseria mucosa ATCC® 19695™*	R4607150
Neisseria perflava ATCC® 14799™*	R4607046
Neisseria sicca ATCC® 29256™*	R4609217
Neisseria sicca ATCC® 9913™*	R4607047
Nocardia asteroides ATCC® 19247™*	R4604111
Nocardia asteroides CL 11014™*	R4609010
Nocardia brasiliensis ATCC® 19296™*	R4609011
Nocardia brasiliensis ATCC® 19297™*	R4604110
Nocardia farcinica ATCC® 3308™*	R4607156

O	
Ochrobactrum anthropi ATCC® 49187™*	R4604150
Ochrobactrum anthropi ATCC® 49687™*	R4604151
Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™*	R4604152
Oligella ureolytica ATCC® 43534™*	R4604175
Oligella urethralis ATCC® 17960™*	R4604022

P	
Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	R4609381
Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	R4601237
Paenibacillus polymyxa ATCC® 43865™*	R4601234
Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	R4604600
Paenibacillus polymyxa ATCC® 842™*	R4601235
Parabacteroides distasonis ATCC® 8503™*	R4601226
Parabacteroides distasonis ATCC® BAA-1295™*	R4609377
Parvimonas micra ATCC® 33270™*	R4607203
Pasteurella aerogenes ATCC® 27883™*	R4607103
Pasteurella multocida subsp. multocida ATCC® 43137™*	R4607201
Pediococcus pentosaceus ATCC® 33314™*	R4609254
Penicillium chrysogenum ATCC® 10106™*	R4607202
Peptoniphilus asaccharolyticus ATCC® 29743™*	R4605001
Peptostreptococcus anaerobius ATCC® 27337™*	R4607051
Phialophora verrucosa ATCC® 28181™*	R4607204
Plesiomonas shigelloides ATCC® 14029™*	R4605035
Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	R4607218
Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™*	R4609008
Porphyromonas levii ATCC® 29147™*	R4601263
Prevotella melaninogenica ATCC® 25845™*	R4601255
Propionibacterium acidipropionici ATCC® 25562™*	R4607056
Propionibacterium acnes ATCC® 11827™*	R4607052

Organism	Code
Propionibacterium acnes ATCC® 6919™*	R4607101
Proteus hauseri ATCC® 13315™*	R4607057
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	R4607059
Proteus mirabilis ATCC® 25933™*	R4607061
Proteus mirabilis ATCC® 29245™*	R4607054
Proteus mirabilis ATCC® 29906™*	R4605055
Proteus mirabilis ATCC® 35659™*	R4607077
Proteus mirabilis ATCC® 43071™*	R4607073
Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	R4607053
Proteus vulgaris ATCC® 49132™*	R4605151
Proteus vulgaris ATCC® 6380™*	R4607069
Proteus vulgaris ATCC® 8427™*	R4607058
Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™*	R4608014
Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	R4605169
Providencia stuartii ATCC® 33672™*	R4605170
Providencia stuartii ATCC® 49809™*	R4605171
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	R4607065
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 15442™*	R4607210
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 17934™*	R4609208
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	R4607060
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 35032™*	R4607062
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 35422™*	R4605200
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	R4605210
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9721™*	R4607068
Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744™*	R4609392
Pseudomonas fluorescens ATCC® 13525™*	R4607216
Pseudomonas putida ATCC® 49128™*	R4607074
Pseudomonas stutzeri ATCC® 17588™*	R4607211

R	
Ralstonia pickettii ATCC® 49129™*	R4605209
Rhizopus stolonifer ATCC® 14037™*	R4607212
Rhodococcus equi ATCC® 6939™*	R4605400
Rhodotorula glutinis ATCC® 32765™*	R4607095

S	
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 4098™*	R4606900
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™*	R4608201
Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	R4606100
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum ATCC® 9270™*	R4606006
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	R4609001
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC® 13076™*	R4608200
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Montevideo ATCC® 8387™*	R4606004
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport ATCC® 6962™*	R4606005
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A ATCC® 11511™*	R4606002
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™*	R4606003
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	R4606000
Salmonella enterica sv Poona NCTC 4840	R4606009
Salmonella sp. not Typhi group D BF-SD	R4608202

Organism	Code
S	
Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017	R4606007
Salmonella tranoroa NCTC 10252	R4606010
Scopulariopsis acremonium ATCC® 58636™*	R4608204
Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	R4608000
Serratia marcescens ATCC® 13880™*	R4608002
Serratia marcescens ATCC® 14756™*	R4609004
Serratia marcescens ATCC® 8100™*	R4608001
Serratia odorifera ATCC® 33077™*	R4602000
Shewanella putrefaciens ATCC® 49138™*	R4601004
Shewanella putrefaciens ATCC® 8071™*	R4607071
Shigella sonnei group D ATCC® 11060™*	R4609255
Shigella sonnei group D ATCC® 25931™*	R4608150
Shigella sonnei group D ATCC® 9290™*	R4608151
Shigella boydii serovar 1 group C ATCC® 9207™*	R4608110
Shigella flexneri serovar 2b group B ATCC® 12022™*	R4608101
Sphingobacterium multivorum ATCC® 35656™*	R4602004
Sphingobacterium spiritivorum ATCC® 33861™*	R4602001
Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™**	R4609396
Sporothrix schenckii ATCC® 10212™*	R4608205
Staphylococcus aureus ATCC® 29737™*	R4607026
Staphylococcus aureus ATCC® 35548™*	R4609446
Staphylococcus aureus ATCC® 9144™*	R4609321
Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1026™*	R4601026
Staphylococcus aureus ATCC® BAA-1708™*	R4609389
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 12600™*	R4606507
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25178™*	R4607015
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25904™*	R4607007
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33592™*	R4607020
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49444™*	R4609023
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 49476™*	R4606510
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 51153™*	R4606508
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538P™*	R4609002
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	R4607016
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	R4606512
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	R4606513
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™*	R4607010
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	R4607011
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29247™*	R4607009
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33591™*	R4607003
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 33862™*	R4607008
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 43300™*	R4609022
Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC® 35661™*	R4608207
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	R4606500

Organism	Code
Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990™*	R4606501
Staphylococcus epidermidis ATCC® 29887™*	R4608209
Staphylococcus epidermidis ATCC® 49134™*	R4607017
Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™*	R4608224
Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	R4609457
Staphylococcus haemolyticus ATCC® 29970™*	R4608210
Staphylococcus hominis ATCC® 27844™*	R4608211
Staphylococcus lentus ATCC® 700403™*	R4606511
Staphylococcus lugdunensis ATCC® 700328™*	R4608229
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 15305™*	R4607014
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 35552™*	R4608213
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™*	R4608223
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49453™*	R4608214
Staphylococcus saprophyticus ATCC® 49907™*	R4609020
Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™*	R4607029
Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29060™*	R4607012
Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™*	R4608230
Staphylococcus simulans ATCC® 27851™*	R4607013
Staphylococcus xylosus ATCC® 29967™*	R4606504
Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	R4606502
Staphylococcus xylosus ATCC® 35663™*	R4606505
Staphylococcus xylosus ATCC® 49148™*	R4607018
Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™*	R4606506
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 13637™*	R4607067
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17665™*	R4607072
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 49130™*	R4609009
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 51331™*	R4607064
Streptococcus agalactiae group B ATCC® 12386™*	R4607027
Streptococcus agalactiae group B ATCC® 13813™*	R4608250
Streptococcus agalactiae group B CL 810	R4607005
Streptococcus bovis ATCC® 33317™*	R4609454
Streptococcus criceti ATCC® 19642™*	R4606902
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis group G ATCC® 12394™*	R4608219
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 35666™*	R4608217
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ATCC® 9542™*	R4608011
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis group C ATCC® 12388™*	R4607035
Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™*	R4601001
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™*	R4608237
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus group C ATCC® 700400™*	R4608225
Streptococcus gallolyticus ATCC® 49147™*	R4607078
Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	R4607025
Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC® 49475™*	R4608175
Streptococcus mutans ATCC® 25175™*	R4607001
Streptococcus mutans ATCC® 35668™*	R4607002
Streptococcus oralis ATCC® 35037™*	R4609461
Streptococcus oralis ATCC® 9811™*	R4608220
Streptococcus pasteurianus ATCC® 49133™*	R4607079
Streptococcus pneumoniae ATCC® 27336™*	R4607033
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49136™*	R4607004
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49150™*	R4606901
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	R4609015
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6301™*	R4606909
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™*	R4608221
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™*	R4607024
Streptococcus pneumoniae CL 811	R4606700

Organism	Code
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC® 19615™*	R4607000
<i>Streptococcus pyogenes</i> group A ATCC® 12384™*	R4609242
<i>Streptococcus pyogenes</i> group A ATCC® 21547™*	R4609211
<i>Streptococcus salivarius</i> serotype II ATCC® 13419™*	R4608222
<i>Streptococcus sanguinis</i> Type 1 ATCC® 10556™*	R4607023
<i>Streptococcus</i> sp Gp D ATCC® 9854™*	R4606853
<i>Streptococcus</i> sp. group B ATCC® 12401™*	R4609453
<i>Streptococcus</i> sp. group D ATCC® 27284™*	R4607034
<i>Streptococcus</i> sp. Type 2 group F ATCC® 12392™*	R4608218
<i>Streptococcus thermophilus</i> ATCC® 19258™*	R4608238
<i>Streptococcus uberis</i> ATCC® 700407™*	R4608236
<i>Streptococcus uberis</i> ATCC® 9927™*	R4607036
<i>Streptomyces albus</i> ATCC® 17900™*	R4609024
<i>Streptomyces griseus</i> subsp. <i>griseus</i> ATCC® 10137™*	R4609013

T	
<i>Tatlockia micdadei</i> ATCC® 33204™*	R4609205
<i>Trichophyton equinum</i> ATCC® 12544™*	R4608302
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ATCC® 9533™*	R4608300
<i>Trichophyton rubrum</i> ATCC® 28188™*	R4608301
<i>Trichophyton tonsurans</i> ATCC® 28942™*	R4609014
<i>Trichophyton verrucosum</i> ATCC® 42898™*	R4608305
<i>Trichosporon cutaneum</i> ATCC® 28592™*	R4608303
<i>Trichosporon mucoides</i> ATCC® 204094™*	R4608015

V	
<i>Veillonella parvula</i> ATCC® 10790™*	R4609200
<i>Veillonella parvula</i> ATCC® 17745™*	R4609462
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC® 17802™*	R4609000
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC® 27562™*	R4609017
<i>Virgibacillus pantothenicus</i> ATCC® 14576™*	R4609025

Y	
<i>Yarrowia lipolytica</i> ATCC® 9773™*	R4609003
<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC® 23715™*	R4607076
<i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i> ATCC® 9610™*	R4609018
<i>Yersinia kristensenii</i> ATCC® 33639™*	R4609021

Z	
<i>Zygosaccharomyces bailii</i> ATCC® MYA-4549™*	R4609397

Quality Control Organism Sets, qualitative

Organism	Code
MicroScan Gram-Negative QC Set/4	R4661000
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212™*	
<i>Klebsiella oxytoca</i> ATCC® 49131™*	
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC® 49132™*	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 22853™*	
MicroScan Gram-Positive QC Set/4	R4661001
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212™*	
<i>Micrococcus luteus</i> ATCC® 49732™*	
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC® 29213™*	
<i>Streptococcus gallolyticus</i> ATCC® 49147™*	
RapID ANA II QC Set/3	R4653050
<i>Bacteroides uniformis</i> ATCC® 8492™*	
<i>Clostridium sordellii</i> ATCC® 9714™*	
<i>Parabacteroides distasonis</i> ATCC® 8503™*	
RapID CB PLUS QC Set/3	R4653048
<i>Arcanobacterium pyogenes</i> ATCC® 19411™*	
<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i> ATCC® 10701™*	
<i>Paenibacillus polymyxa</i> ATCC® 842™*	
RapID NH QC Set/4	R4653051
<i>Haemophilus influenzae</i> Type a ATCC® 9006™*	
<i>Haemophilus paraphrophilus</i> ATCC® 49146™*	
<i>Moraxella catarrhalis</i> ATCC® 8176™*	
<i>Oligella urethralis</i> ATCC® 17960™*	
RapID NF PLUS QC Set/4	R4653054
<i>Acinetobacter baumannii</i> ATCC® 19606™*	
<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 35654™*	
<i>Elizabethkingia meningoseptica</i> ATCC® 13253™*	
<i>Oligella ureolytica</i> ATCC® 43534™*	
RapID ONE QC Set/4	R4653056
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC® 13048™*	
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922™*	
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC® 6380™*	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853™*	
RapID SS/u QC Set/5	R4653053
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212™*	
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922™*	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i> ATCC® 13883™*	
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC® 25933™*	
<i>Serratia marcescens</i> ATCC® 8100™*	
RapID STAPH PLUS QC Set/4	R4653047
<i>Staphylococcus haemolyticus</i> ATCC® 29970™*	
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC® 35552™*	
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC® 13048™*	
<i>Oligella ureolytica</i> ATCC® 43534™*	
RapID STR QC Set/4	R4653052
<i>Enterococcus durans</i> ATCC® 11576™*	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212™*	
<i>Streptococcus gallolyticus</i> ATCC® 9809™*	
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC® 19615™*	
RapID YEAST PLUS QC Set/5	R4653060
<i>Candida albicans</i> ATCC® 14053™*	
<i>Candida glabrata</i> ATCC® 2001™*	
<i>Candida kefyr</i> ATCC® 2512™*	
<i>Cryptococcus laurentii</i> ATCC® 66036™*	
<i>Yarrowia lipolytica</i> ATCC® 9773™*	

Quality Control Organism Sets, qualitative

Organism	Code
Sensititre Anaerobe MIC Susc QC Set/5	R4687021
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™*	
Bacteroides thetaiotaomicron ATCC® 29741™*	
Eggerthella lenta ATCC® 43055™*	
Sensititre AQUACULTURE MIC QC Set/2	R4687022
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ATCC® 33658™*	
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Sensititre MIC Breakpoint QC Set/5	R4687020
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Escherichia coli ATCC® 35218™*	
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	
Sensititre Automated Gram Neg QC Set/6	R4687023
Edwardsiella tarda ATCC® 15947™*	
Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™*	
Morganella morganii subsp. morganii ATCC® 25830™*	
Proteus vulgaris ATCC® 6896™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™*	
Shigella sonnei ATCC® 25931™*	
Sensititre GPID ID QC Set/5	R4687024
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Kocuria rosea ATCC® 186™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Staphylococcus epidermidis ATCC® 700296™*	
Sensititre H.influ/S.pneu MIC QC Set/3	R4687025
Haemophilus influenzae ATCC® 49247™*	
Haemophilus influenzae ATCC® 49766™*	
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	
Sensititre MIC Susceptibility QC Set/9	R4687026
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	
Escherichia coli ATCC® 35218™*	
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	
Sensititre YeastOne QC Set/2	R4687027
Candida parapsilosis ATCC® 22019™*	
Issatchenkia orientalis ATCC® 6258™*	
Vitek GNI+ QC Set/8	R4652014
Bordetella bronchiseptica ATCC® 10580™*	
Burkholderia cepacia ATCC® 25608™*	
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 13883™*	
Leclercia adecarboxylata ATCC® 23216™*	
Plesiomonas shigelloides ATCC® 51903™*	
Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	
Providencia alcalifaciens ATCC® 51902™*	
Serratia liquefaciens ATCC® 27592™*	

Organism	Code
Vitek* GPI QC Set/7	R4652010
Enterococcus durans ATCC® 6056™*	
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Erysipelothrix rhusiopathiae ATCC® 19414™*	
Staphylococcus xylosus ATCC® 29971™*	
Streptococcus equi subsp. equi ATCC® 9528™*	
Streptococcus gallolyticus ATCC® 9809™*	
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	
Vitek GPS Susceptibility QC Set/4	R4652008
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	
Escherichia coli ATCC® 35218™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	
Vitek NHI QC Set/6	R4652006
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 7901™*	
Haemophilus influenzae Type a ATCC® 9006™*	
Moraxella catarrhalis ATCC® 25238™*	
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49981™*	
Neisseria lactamica ATCC® 23970™*	
Neisseria meningitidis serogroup C ATCC® 13102™*	
Vitek Urine ID Card (UID and UID-3) QC Set/5	R4652013
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 27736™*	
Proteus mirabilis ATCC® 7002™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Vitek 2 AST-GN QC Set/4	R4652018
Escherichia coli ATCC® 25922™*	
Escherichia coli ATCC® 35218™*	
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Vitek 2 AST-GP QC Set/7	R4652019
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-976™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-977™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® BAA-1026™*	
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™*	
Vitek* 2 BCL 21345 QC Set/12	R4652023
Aneurinibacillus aneurinilyticus ATCC® 11376™*	
Bacillus badius ATCC® 14574™*	
Bacillus circulans ATCC® 61™*	
Bacillus megaterium ATCC® 14581™*	
Bacillus pumilus ATCC® BAA-1434™*	
Brevibacillus agri ATCC® 51663™*	
Brevibacillus laterosporus ATCC® 64™*	
Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™*	
Paenibacillus gordonae ATCC® 29948™*	
Paenibacillus macerans ATCC® 8509™*	
Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™*	
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	

Organism	Code
Vitek 2 CBC Comprehensive QC Set/11	R4652031
Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784™ *	
Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1816™ *	
Cellulosimicrobium cellulans ATCC® BAA-1817™ *	
Corynebacterium renale ATCC® BAA-1785™ *	
Corynebacterium urealyticum ATCC® 43044™ *	
Curtobacterium pusillum ATCC® 19096™ *	
Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™ *	
Microbacterium liquefaciens ATCC® BAA-1819™ *	
Microbacterium paraoxydans ATCC® BAA-1818™ *	
Microbacterium testaceum ATCC® 15829™ *	
Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™ *	
Vitek 2 GN 21341 QC Set/10	R4652021
Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-747™ *	
Elizabethkingia meningoseptica ATCC® 13253™ *	
Enterobacter hormaechei ATCC® 700323™ *	
Klebsiella oxytoca ATCC® 700324™ *	
Ochrobactrum anthropi ATCC® BAA-749™ *	
Proteus vulgaris ATCC® 6380™ *	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9721™ *	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® BAA-1744™ *	
Shigella sonnei group D ATCC® 25931™ *	
Stenotrophomonas maltophilia ATCC® 17666™ *	
Vitek 2 GP 21342 QC Set/9	R4652020
Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327™ *	
Enterococcus saccharolyticus ATCC® 43076™ *	
Kocuria kristinae ATCC® BAA-752™ *	
Listeria monocytogenes ATCC® BAA-751™ *	
Staphylococcus saprophyticus ATCC® BAA-750™ *	
Staphylococcus sciuri subsp. sciuri ATCC® 29061™ *	
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC® 43079™ *	
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ *	
Streptococcus thermophilus ATCC® 19258™ *	
Vitek 2 NH 21346 QC Set/9	R4652024
Aggregatibacter aphrophilus ATCC® 33389™ *	
Eikenella corrodens ATCC® BAA-1152™ *	
Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™ *	
Haemophilus influenzae ATCC® 9007™ *	
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 19424™ *	
Neisseria lactamica ATCC® 23970™ *	
Oligella urethralis ATCC® 17960™ *	
Paenibacillus polymyxa ATCC® 7070™ *	
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™ *	
Vitek 2 YST 21343 QC Set/11	R4652022
Candida albicans ATCC® 33389™ *	
Candida glabrata ATCC® MYA-2950™ *	
Candida lusitanae ATCC® 34499™ *	
Candida utilis ATCC® 9950™ *	
Kloeckera japonica ATCC® 58370™ *	
Oligella ureolytica ATCC® 43534™ *	
Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™ *	
Sporidiobolus salmonicolor ATCC® MYA-4550™ *	
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™ *	
Trichosporon mucoides ATCC® 204094™ *	
Zygosaccharomyces bailii ATCC® MYA-4549™ *	

Culti-Loops™ Qualitative Quality Control Organisms are available in packs of five. Culti-Loops organisms should be stored at 2–8°C, with the exception of Campylobacter spp. which should be kept frozen (-18°C).



Look for the ATCC Licensed Derivative (Registered Mark) Emblem for products derived from ATCC cultures.

The ATCC Licensed Derivative® Emblem, the ATCC Licensed Derivative® word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC.


Thermo Fisher Scientific Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures.



標準定量菌株

專業嚴格、品質信賴

嚴格的品質控制以確保藥品進行微生物評估的一致性，進而獲得高效能產品。為了獲得高品質結果，您可依靠擁有超過 30 年的製藥經驗的專家，信賴 Thermo Scientific 的高品質定量微生物。



凝膠專利 確保安全和信心



1 復水。



2 均勻混合，靜置 15 分鐘。



3 接種。

Thermo Scientific™ Quanti- Cult Plus™ 提供特定可信賴的高品質 ATCC 微生物可定量生長菌數，操作安全，復水後即可使用的塑膠小瓶。每個小瓶可使用達 10 次 0.1 mL 的接種量，每次接種內含有 <100 CFU (菌落計數單位)。

凝膠保存下微生物可以安全復水，無需使用無菌鑷子轉移生物。

效率

使用 Quanti-Cult Plus，有效節省實驗作業中序列稀釋的時間，以及菌株培養的保管、保存、管理作業時間。

從 2~3 天的作業時間，大幅度降至 15 分鐘，有效節省您寶貴的時間，即意味有效地成本管控。

採用 Quanti-Cult Plus，定量菌株操作方法簡單，免除實驗室品管進行序列稀釋標準作業流程的時間。



Look for the ATCC Licensed Derivative (Registered Mark)

Emblem for products derived from ATCC cultures.

The ATCC Licensed Derivative® Emblem, the ATCC Licensed Derivative® word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC.

Thermo Fisher Scientific Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures.



Catalog Number



Use By (Expiration Date)



Instructions For Use (IFU)



For Laboratory Use



Storage Temperature



Biological Risk



Batch Code (Lot Number)



Manufacturer

標準定量菌株產品明細

Quality Control Organism

Organism	Code
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	R4711100
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	R4711221
Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™*	R4711300
Burkholderia cepacia ATCC® 25416™*	R4715220
Candida albicans ATCC® 10231™*	R4711503
Candida albicans ATCC® 2091™*	R4711601
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	R4711703
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™*	R4711700
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	R4717030
Enterococcus faecium ATCC® 35667™*	R4711956
Escherichia coli ATCC® 25922™*	R4717050
Escherichia coli ATCC® 8739™*	R4717085
Kocuria rhizophila ATCC® 9341™*	R4714075
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	R4715210
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis ATCC® 10708™*	R4719001
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™*	R4716100
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™*	R4716000
Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017	R4716007
Serratia marcescens ATCC® 8100™*	R4718001
Shigella sonnei ATCC® 25931™*	R4716300
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29737™*	R4717020
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCCv 6538P™*	R4719002
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	R4717016
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™*	R4716500
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™*	R4717000

Quality Control Organism Sets, quantitative

Set	Code
Growth Promotion Testing QC Set/5	R4721000
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	
Candida albicans ATCC® 10231™*	
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	
Growth Promotion 2 QC Set/5	R4721001
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	
Candida albicans ATCC® 10231™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	
Nutritional Adequacy Testing QC Set/6	R4723000
Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™*	
Bacillus subtilis ATCC® 6633™*	
Candida albicans ATCC® 10231™*	
Escherichia coli ATCC® 8739™*	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™*	
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™*	

Water Quality Control Organism and Sets

Sst	Code
Water QC Kit 1002 SET/3 Contents: 9 WaterBugs (3 per organism); 9 rehydration vials.	R4741002
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	
Escherichia coli Strain C1	
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	
Water QC Kit 1003 SET/2 Contents: 10 WaterBugs (5 per organism); 10 rehydration vials.	R4741003
Escherichia coli Strain C1	
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	
Water QC Kit 1004 SET/2 Contents: 10 WaterBugs (5 per organism); 10 rehydration vials.	R4741004
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	
Escherichia coli Strain C1	
Water QC Kit 1009 SET/1 Contents: 10 WaterBugs (10 per organism); 10 rehydration vials.	R4741009
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™*	

WaterBugs


Set	Code
Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC® 13047™*	R4757090
Escherichia coli Strain C1	R4751985
Klebsiella pneumoniae Strain C6	R4753935
Proteus mirabilis ATCC® 12453™*	R4757059
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	R4757060



Look for the ATCC Licensed Derivative (Registered Mark) Emblem for products derived from ATCC cultures.

The ATCC Licensed Derivative® Emblem, the ATCC Licensed Derivative® word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC.

Thermo Fisher Scientific Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures.



每一步都是如此

安全

採用雙瓶無菌式處理菌體，復水後直接使用，降低污染和感染的風險。

可信度

使用 ATCC® 許可證號，菌株可追溯性。

價值

透過一家供應商，提供高品質的培養基和質量控制並縮短訂購時間和運輸成本。

性能

使用專有的凝膠保存菌株，可以獲得較強的活性，在復水後保存 2-8℃ 情況下，可保有 8 小時的菌數一致性。

效率

使用剝離，可轉移標籤實現準確，方便的文檔。

嚴格的質量控制可確保對藥品進行一致的微生物評估，從而獲得有效的高性能產品。為了獲得高品質結果，您可依靠 30 多年的製藥行業專業知識，信賴 Thermo Scientific 的高品質定量微生物。

- 提供超過 25 種 Quanti-Cult Plus 菌株，包括用於製藥，食品和水中的微生物方面的便利生長促進裝置。
- 符合 ISO 認證，符合 cGMP，FDA 註冊。
- ATCC® 成員。




Dr.Plate Biotech Company
達特普雷生技股份有限公司

Dr.Plate 達特普雷生技公司，專注於微生物培養基的設計開發及製造，同時結合海內外有志於從事微生物領域的專業研究人才，共同發展。

為提供客戶最安心的保障，分別先後通過ISO 13485與台灣衛生福利部GMP國家醫療器材之雙認證，亦是台灣唯一，榮獲雙認證的微生物培養基製造廠商。

Dr.Plate 翹楚企首，提供客戶持續穩定品質的現用培養基(Ready-to-use-medium)，協助加速生產研發、品質檢驗、臨床診斷的產出，贏得實驗室信賴及滿足的笑容，是我們的初衷，亦是我們團隊源自內心的期許。



■ 營業項目

ThermoFisher
SCIENTIFIC 專業微生物培養基系列 • 環境監控用微生物培養基系列 • 酵素基質呈色培養基系列
細菌鑑定系統 • 厭氧產器系列 • 蠕動幫浦系列 • 微生物空氣採集器 • 環境清潔確效
連續稀釋儀 • 定性定量標準菌珠



www.drplatebiotechnology.com